



Opona Schwalbe Marathon Plus 26x1.00

Cena	149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	SCHWALBE

Opis produktu

Rozmiar 26x1.00 25-559

Opona serii **Evolution Line**. Wszystko możliwie najlepsze. Materiały najwyższej jakości. Najnowsze technologie.

dotychczas Najlepszy system ochrony antyprzebiciowej, 5mm wkładka ANTYPRZEBICIOWA,



Schwalbe jest jedynym producentem opon, który zaprojektował opony specjalnie dla ludzi jeżdżących na wózkach inwalidzkich. A oto rozwiązania techniczne:

2Grip.

Opony delikatne dla dłoni. Ścianki boczne są absolutnie gładkie. Podczas jazdy opona sunie łagodnie obok dłoni. To rozwiązanie chronione jest patentem i stało się standardem we wszystkich oponach Schwalbe do wózków inwalidzkich.

Black'n Roll.

Wózki inwalidzkie z czarnymi oponami? Schwalbe uczyniło to możliwym. Stworzono specjalną mieszankę gumy Black'n Roll, która nie pozostawia ciemnych śladów na podłodze. W dodatku jest znacznie mocniejsza i umożliwia o wiele dłuższy okres użytkowania.

Nie do przebicia.

Opony do wózków inwalidzkich z wkładką antyprzebiciową SmartGuard łączą w sobie komfort i lekkość toczenia opon pneumatycznych z odpornością na przebicia opon pełnych z poliuretanu. Bezpieczna jazda przez odłamki szkła i ostre kamienie!

Przebicie opony? To już koniec problemu. Warstwa SmartGuard z elastycznego wysokiej jakości kauczuku oferuje szczególną odporność na odłamki szkła i kamieni. Nawet pinezka nie może przebić takiej warstwy ochronnej. Wstawka antyprzebiciowa SmartGuard nie zwiększa oporu toczenia. MARATHON PLUS toczy się tak łatwo, jak opona bez ochrony antyprzebiciowej.

Uwaga

Nie da się zagwarantować, że przebicie nigdy nie nastąpi, ale Marathon Plus ma najlepszą ochronę przed codziennymi szkodnikami opon takich jak szkło, ostre kamienie lub odłamki metalu. Dla żywotności opony ważne jest odpowiednie



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

ciśnienie, zalecamy korzystanie z manometru do kontroli ciśnienia w oponach, gdyż kontrola ciśnienia "na kciuk" jest niewystarczająca ze względu na specjalną twardszą konstrukcję Marathon Plus.