

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/narzedzie-do-mierzenia-selle-italia-id-match-smart-caliper-p-9383.html>

## Narzędzie do mierzenia SELLE ITALIA ID MATCH SMART CALIPER



Cena	<b>1 139,77 zł</b>
Cena poprzednia	<del>1 340,90 zł</del>
Dostępność	<b>Na wyczerpaniu</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>15694</b>
Kod EAN	<b>8030282459960</b>
Producent	<b>SELLE ITALIA</b>

### Opis produktu

#### Narzędzie do mierzenia SELLE ITALIA ID MATCH SMART CALIPER



#### Co to jest idmatch?

Nowy, rewolucyjny system dopasowywania siodeł Selle Italia umożliwia idealny wybór siodełka dla każdego rowerzysty. idmatch, został opracowany po latach badań i rozwoju z osobistych, antropometrycznych i funkcjonalnych pomiarów zawodników. Selle Italia chce aby rowerzyści dokonywali wyboru siodełka pod względem komfortu i wydajności. idmatch wykorzystuje zaawansowany, w pełni nowy algorytm dopasowania siodełka, zaprojektowany przez zespół ds. badań i rozwoju. Po zrobieniu kilku prostych pomiarów ciała, system Selle Italia idmatch zaoferuje indywidualną propozycję siodełek do wyboru, na podstawie osobistych cech fizycznych.

#### Narzędzie do mierzenia SELLE ITALIA ID MATCH SMART CALIPER (SIT-000000000146)

Narzędzie idmatch SMART CALIPER jest naturalną ewolucją poprzedniej wersji narzędzia idmatch do dopasowywania siodełek. Jest kompaktowe i proste w użyciu, jest przenośne i daje natychmiastowy rezultat. SMART CALIPER składa się z mikroprocesora, który wykonuje obliczenia w celu ustalenia idealnego siodełka dla rowerzysty. Dane sportowca są w pełni automatycznie przeliczane przez procesor, dzięki serii wbudowanych czujników cyfrowych.

#### Właściwości techniczne:

- Czas pomiaru jest drastycznie zmniejszony, zajmuje tylko 30 sekund na osobę
- Użyteczność została poprawiona
- Narzędzie jest przenośne, możliwość postawienia na płaskiej powierzchni
- Posiada zaczep do powieszenia go bezpiecznie

#### KROK 1

**ODLEGŁOŚĆ MIĘDZYKRĘTARZOWA** - Odległość między najbardziej bocznie położonymi punktami krętarzy większych; odległość ta ma kluczowe znaczenie dla badania miednicy.



**KROK 2**

ŚREDNICA UDA - Średnica uda w porównaniu z odległością międzykrętarzową daje INDEX XQ. Wskaźnik ten jest stosowany do określenia obszaru między udami oraz określenia kształtu siodła najlepiej dostosowanego do każdej osoby.

**KROK 3**

ROTACJA MIEDNICY - Pozycjonowanie specjalnych wsporników (znajduje się na spodzie narzędzia) na górnym biodrowym odcinku kręgosłupa umożliwia pomiar nachylenia miednicy. Dane te prowadzą nas do odkrycia, jakiego typu siedzenia oferują najlepszy komfort.

**KROK 4**

WYNIK NAUKOWY - Narzędzie SMART CALIPER pozwala na precyzyjne pomiary i wyniki badań naukowych w możliwie najkrótszym czasie. Mikroprocesor wykonuje obliczenia w celu określenia idealnej pozycji siedzącej sportowca i wskazuje siodła które będą najlepiej pasowały.

Siodelka są podzielone na kategorie S1, S2, S3 i L1, L2, L3. Siodelka z kategorii S to siodelka wąskie, kategoria L to siodelka szerokie, cyfra po literze oznacza czy siodelko powinno być z dziurą i z jak dużą.

Od 2013r. wszystkie siodła Selle Italia są sprzedawane z oznaczeniem do której kategorii przynależą. System przy podaniu końcowego wyniku proponuje siodła z tej samej kategorii ale w różnym przedziale cenowym, czyli na każdy budżet. Cały pomiar trwa ok. 30 sekund i może być bez problemu wykonany warunkach sklepowych.