

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/siodlo-selleroyal-lookin-basic-moderate-60st-zelowe-damskie-dwz-p-8770.html>

## Siodło SELLEROYAL LOOKIN BASIC MODERATE 60st. żelowe damskie (DWZ)



Cena	<b>144,41 zł</b>
Cena poprzednia	<del>169,90 zł</del>
Dostępność	<b>Wyprzedane</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>14105</b>
Kod EAN	<b>8021890418975</b>
Producent	<b>SELLE ROYAL</b>

### Opis produktu

#### Siodło SELLEROYAL LOOKIN BASIC MODERATE 60st. żelowe damskie (DWZ)



#### LOOKIN

Nowe siodełko Lookin łączy w sobie 2 cechy zapewniające wygodę: nowoczesne, chłodzące pokrycie, które zmniejsza nagrzewanie się powierzchni siodełka w słońcu do 25°C oraz Royalgel™. Cool Cover - standardowe, czarne siodełko może nagrzać się do temperatury powyżej 60°C jeżeli rower jest pozostawiony długo w słońcu. Testy laboratoryjne dowodzą, że nasze nowe pokrycie Cool Cover jest w stanie utrzymać temperaturę o 25°C niższą, redukując nieprzyjemne uczucie podczas siadania na rozgrzanej powierzchni. Royalgel™ - testy naukowe udowodniły, że Royalgel™ zmniejsza ucisk na prostatę/genitalia oraz okolice kości ogonowej aż do 80%. Gwarantuje to maksymalny komfort.

#### POZYCJA ŚREDNIO-NACHYLONA 60°

Rowerzysta zazwyczaj siedzi na siodle z kręgosłupem pod kątem 60 stopni. Ta pozycja kontynuuje ruch wagi jeźdźca i obszaru kości siedzenia wgłąb siodełka na szerszą jego część.

Typ: damskie

Technologie:

#### FOAM MATRIX

Otwarta struktura komórkowa pianki Matrix nadaje zwiększoną elastyczność i oddychalność, co gwarantuje trwałe i komfortowe siodełko.

#### INTEGRATED CLIP SYSTEM

Opatentowany system klip umieszczony z tyłu siodełka do łatwego przymocowania oświetlenia lub torbki podsiodłowej.

#### WATER RESISTANT

Royal Vacuum Light to technologia Selle Royal, która powoduje że siodełko jest w 100% szczelne (wodoodporne) i 20% lżejsze



---

od zwykłych siodełek tej samej kategorii.

**ROYALGEL™**

Najlepsza redukcja punktów uciskowych. Używany na podstawie licencji przez Selle Royal, Royalgel™ jest wyłącznym żelem opatentowanym przez firmę Bayer Material Science w Niemczech. Royalgel™ to poliuretanowy matrix, który wstrzykuje się bezpośrednio pod pokryciem siodełka podczas procesu produkcyjnego. To jedyny żel, który nie starzeje się, nie twardnieje i nie przemieszcza się. Wyraźnie odróżnia się od innych rodzajów żelu z prostego powodu: inne rodzaje żelu są formowane w strukturę plastra miodu, stosując twarde, ale elastyczne zwarte materiały, które nie deformują się, ale po prostu załamują się pod ciężarem. W związku z tym, że nie mają takiej jakości adaptacji jak Royalgel™.

Badania naukowe dowiodły, że Royalgel™ zmniejsza nacisk na kość łonową i kości kulszowe do 40% w porównaniu do innych żelowych i nieżelowych siodeł, aby zapewnić maksymalny poziom komfortu poprzez lepsze rozłożenie ciężaru na całej jego powierzchni.

**COOL COVER**

Nasza niezwykła powłoka jest nawet do 25 °C chłodniejsza niż normalne czarne siodełka z powodu naszego specjalnego materiału, który odbija światło słoneczne.

**ELASTOMERS**

Bezpieczne, ciche i trwale nie odkształcające się elastomery mogą wchłonąć nawet najostrzejsze i najbardziej nieoczekiwane wstrząsy, ponieważ działają w pionie i w poziomie.