

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/siodlo-selleroyal-lookin-moderate-60st-zelowe-elastomery-damskie-new-p-8617.html>

Siodło SELLEROYAL LOOKIN MODERATE 60st. żelowe + elastomery damskie (NEW)



Cena	254,91 zł
Cena poprzednia	299,90 zł
Dostępność	Wypredane
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	13548
Kod EAN	8021890368157
Producent	SELLE ROYAL

Opis produktu

Siodło SELLEROYAL LOOKIN MODERATE 60st. żelowe + elastomery damskie (NEW)



LOOKIN

Nowe siodełko Lookin łączy w sobie 2 cechy zapewniające wygodę: nowoczesne, chłodzące pokrycie, które zmniejsza nagrzewanie się powierzchni siodełka w słońcu do 25°C oraz Royalgel™. Cool Cover - standardowe, czarne siodełko może nagrzać się do temperatury powyżej 60°C jeżeli rower jest pozostawiony długo w słońcu. Testy laboratoryjne dowodzą, że nasze nowe pokrycie Cool Cover jest w stanie utrzymać temperaturę o 25°C niższą, redukując nieprzyjemne uczucie podczas siadania na rozgrzanej powierzchni. Royalgel™ - testy naukowe udowodniły, że Royalgel™ zmniejsza ucisk na prostatę/genitalia oraz okolice kości ogonowej aż do 80%. Gwarantuje to maksymalny komfort.

POZYCJA ŚREDNIO-NACHYLONA 60°

Rowerzysta zazwyczaj siedzi na siodle z kręgosłupem pod kątem 60 stopni. Ta pozycja kontynuuje ruch wagi jeźdźca i obszaru kości siedzenia w głąb siodełka na szerszą jego część.

Typ: damskie

Wymiary: 269mm x 198mm

Waga: 595g

Technologie:

FOAM MATRIX

Otwarta struktura komórkowa pianki Matrix nadaje zwiększoną elastyczność i oddychalność, co gwarantuje trwałe i komfortowe siodełko.

INTEGRATED CLIP SYSTEM

Opatentowany system klip umieszczony z tyłu siodełka do łatwego przymocowania oświetlenia lub torebki podsiodłowej.



WATER RESISTANT

Royal Vacuum Light to technologia Selle Royal, która powoduje że siodełko jest w 100% szczelne (wodoodporne) i 20% lżejsze od zwykłych siodełek tej samej kategorii.

ROYALGEL™

Najlepsza redukcja punktów uciskowych. Używany na podstawie licencji przez Selle Royal, Royalgel™ jest wyłącznym żelem opatentowanym przez firmę Bayer Material Science w Niemczech. Royalgel™ to poliuretanowy matrix, który wstrzykuje się bezpośrednio pod pokryciem siodełka podczas procesu produkcyjnego. To jedyny żel, który nie starzeje się, nie twardnieje i nie przemieszcza się. Wyraźnie odróżnia się od innych rodzajów żelu z prostego powodu: inne rodzaje żelu są formowane w strukturę plastra miodu, stosując twarde, ale elastyczne zwarte materiały, które nie deformują się, ale po prostu załamują się pod ciężarem. W związku z tym, że nie mają takiej jakości adaptacji jak Royalgel™.

Badania naukowe dowiodły, że Royalgel™ zmniejsza nacisk na kość łonową i kości kulszowe do 40% w porównaniu do innych żelowych i nieżelowych siodeł, aby zapewnić maksymalny poziom komfortu poprzez lepsze rozłożenie ciężaru na całej jego powierzchni.

COOL COVER

Nasza niezwykła powłoka jest nawet do 25 °C chłodniejsza niż normalne czarne siodełka z powodu naszego specjalnego materiału, który odbija światło słoneczne.

ELASTOMERS

Bezpieczne, ciche i trwale nie odkształcające się elastomery mogą wchłonąć nawet najostrejsze i najbardziej nieoczekiwane wstrząsy, ponieważ działają w pionie i w poziomie.