

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/siodlo-selleroyal-on-athletic-45st-zelowe-elastomery-unisex-465-new-p-25467.html>

Siodło SELLEROYAL ON ATHLETIC 45st. żelowe + elastomery unisex 465 (NEW)



Cena	339,91 zł
Cena poprzednia	399,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	35526
Kod EAN	8021890570239
Producent	SELLE ROYAL

Opis produktu

Siodło SELLEROYAL ON ATHLETIC 45st. żelowe + elastomery unisex 465 (NEW)



ON
Nowe siodełko zaprojektowane z myślą o rowerach elektrycznych. Siodło zapewnia wysoki komfort jazdy dzięki doskonałemu żelowi Royalgel, zapewniającym 40% redukcję nacisku na wrażliwe miejsca ciała. Odpowiedni kształt siodełka wspomaga rowerzystę podczas pedałowania oraz zapobiega zsuwaniu się z siodełka.

POZYCJA ATLETYCZNA 45°

Rowerzysta zazwyczaj siedzi na siodełku z kręgosłupem pod kątem 45 stopni. Ta bardziej pionowa pozycja przesunęła rozkład masy i obszar kości siedzenia w głąb siodełka.

Typ: unisex

Wymiary: 281mm x 157mm

Waga: 465g

Technologie:

E-FIT DESIGN

Podwyższona tylna część siodełka zapobiegająca przesuwaniu się do tyłu i krótszy nos ułatwiający wsiadanie. Falisty kształt pomaga również rowerzyście natychmiast znaleźć odpowiednią pozycję i wsparcie podczas jazdy. Boki siodełka są wyjątkowo elastyczne dzięki specjalnej obróbce materiału, która zwiększa stabilność i ułatwia pedałowanie.

E-GRIP

Miękki w dotyku, gumowany uchwyt zintegrowany z tyłem siodełka ułatwia manewrowanie przy zachowaniu dostępu do dołączonych akcesoriów.

INTEGRATED CLIP SYSTEM

Opatentowany system klip umieszczony z tyłu siodełka do łatwego przymocowania oświetlenia lub torbki podsiodłowej.

ROYALGEL™

Najlepsza redukcja punktów uciskowych. Używany na podstawie licencji przez Selle Royal, Royalgel™ jest wyłącznym żelem opatentowanym przez firmę Bayer Material Science w Niemczech. Royalgel™ to poliuretanowy matrix, który wstrzykuje się



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

bezpośrednio pod pokryciem siodełka podczas procesu produkcyjnego. To jedyny żel, który nie starzeje się, nie twardnieje i nie przemieszcza się. Wyraźnie odróżnia się od innych rodzajów żelu z prostego powodu: inne rodzaje żelu są formowane w strukturę plastra miodu, stosując twarde, ale elastyczne zwarte materiały, które nie deformują się, ale po prostu załamują się pod ciężarem. W związku z tym, że nie mają takiej jakości adaptacji jak Royalgel™.

Badania naukowe dowiodły, że Royalgel™ zmniejsza nacisk na kość łonową i kości kulszowe do 40% w porównaniu do innych żelowych i nieżelowych siodeł, aby zapewnić maksymalny poziom komfortu poprzez lepsze rozłożenie ciężaru na całej jego powierzchni.

WATER RESISTANT

Royal Vacuum Light to technologia Selle Royal, która powoduje że siodełko jest w 100% szczelne (wodoodporne) i 20% lżejsze od zwykłych siodełek tej samej kategorii.