

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/siodlo-selleroyal-on-moderate-60st-zelowe-elastomery-unisex-531g-new-p-25469.html>

## Siodło SELLEROYAL ON MODERATE 60st. żelowe + elastomery unisex 531g (NEW)



Cena	<b>339,91 zł</b>
Cena poprzednia	<del>399,90 zł</del>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>35529</b>
Kod EAN	<b>8021890570260</b>
Producent	<b>SELLE ROYAL</b>

### Opis produktu

#### Siodło SELLEROYAL ON MODERATE 60st. żelowe + elastomery unisex 531g (NEW)



**ON**  
Nowe siodełko zaprojektowane z myślą o rowerach elektrycznych. Siodło zapewnia wysoki komfort jazdy dzięki doskonałemu żelowi Royalgel, zapewniającym 40% redukcję nacisku na wrażliwe miejsca ciała. Odpowiedni kształt siodełka wspomaga rowerzystę podczas pedałowania oraz zapobiega zsuwaniu się z siodełka.

**POZYCJA ŚREDNIO-NACHYLONA 60°**  
Rowerzysta zazwyczaj siedzi na siodełku z kręgosłupem pod kątem 60 stopni. Ta pozycja kontynuuje ruch wagi jeźdźcy i obszaru kości siedzenia w głąb siodełka na szerszą jego część.

Typ: unisex  
Wymiary: 268mm x 190mm  
Waga: 531g

#### Technologie:

**E-FIT DESIGN**  
Podwyższona tylna część siodełka zapobiegająca przesuwaniu się do tyłu i krótszy nos ułatwiający wsiadanie. Falisty kształt pomaga również rowerzystom natychmiast znaleźć odpowiednią pozycję i wsparcie podczas jazdy. Boki siodełka są wyjątkowo elastyczne dzięki specjalnej obróbce materiału, która zwiększa stabilność i ułatwia pedałowanie.

**E-GRIP**  
Miękki w dotyku, gumowany uchwyt zintegrowany z tyłem siodełka ułatwia manewrowanie przy zachowaniu dostępu do dołączonych akcesoriów.

**INTEGRATED CLIP SYSTEM**  
Opatentowany system klip umieszczony z tyłu siodełka do łatwego przymocowania oświetlenia lub torbki podsiodłowej.

**ROYALGEL™**



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

Najlepsza redukcja punktów uciskowych. Używany na podstawie licencji przez Selle Royal, Royalgel™ jest wyłącznym żelem opatentowanym przez firmę Bayer Material Science w Niemczech. Royalgel™ to poliuretanowy matrix, który wstrzykuje się bezpośrednio pod pokryciem siodełka podczas procesu produkcyjnego. To jedyny żel, który nie starzeje się, nie twardnieje i nie przemieszcza się. Wyraźnie odróżnia się od innych rodzajów żelu z prostego powodu: inne rodzaje żelu są formowane w strukturę plastra miodu, stosując twarde, ale elastyczne zwarte materiały, które nie deformują się, ale po prostu załamują się pod ciężarem. W związku z tym, że nie mają takiej jakości adaptacji jak Royalgel™.

Badania naukowe dowiodły, że Royalgel™ zmniejsza nacisk na kość łonową i kości kulszowe do 40% w porównaniu do innych żelowych i nieżelowych siodeł, aby zapewnić maksymalny poziom komfortu poprzez lepsze rozłożenie ciężaru na całej jego powierzchni.

#### WATER RESISTANT

Royal Vacuum Light to technologia Selle Royal, która powoduje że siodełko jest w 100% szczelne (wodoodporne) i 20% lżejsze od zwykłych siodełek tej samej kategorii.