

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/siodlo-selleroyal-on-relaxed-90st-zelowe-elastomery-unisex-642g-new-p-25468.html>

Siodło SELLEROYAL ON RELAXED 90st. żelowe + elastomery unisex 642g (NEW)



Cena	339,91 zł
Cena poprzednia	399,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	35528
Kod EAN	8021890570291
Producent	SELLE ROYAL

Opis produktu

Siodło SELLEROYAL ON RELAXED 90st. żelowe + elastomery unisex 642g (NEW)



ON
Nowe siodelko zaprojektowane z myślą o rowerach elektrycznych. Siodło zapewnia wysoki komfort jazdy dzięki doskonałemu żelowi Royalgel, zapewniającym 40% redukcję nacisku na wrażliwe miejsca ciała. Odpowiedni kształt siodła wspomaga rowerzystę podczas pedałowania oraz zapobiega zsuwaniu się z siodła.

POZYCJA ZRELAKSOWANA 90°

Rowerzysta zazwyczaj siedzi na siodle w pozycji wyprostowanej z kręgosłupem pod kątem 90 stopni. Ta pozycja przenosi ponad 60% masy rowerzysty bezpośrednio na tylną część siodła.

Typ: unisex
Wymiary: 269mm x 224mm
Waga: 642g

Technologie:

E-FIT DESIGN

Podwyższona tylna część siodła zapobiegająca przesuwaniu się do tyłu i krótszy nos ułatwiający wsiadanie. Falisty kształt pomaga również rowerzyście natychmiast znaleźć odpowiednią pozycję i wsparcie podczas jazdy. Boki siodelka są wyjątkowo elastyczne dzięki specjalnej obróbce materiału, która zwiększa stabilność i ułatwia pedałowanie.

E-GRIP

Miękki w dotyku, gumowany uchwyt zintegrowany z tyłem siodelka ułatwia manewrowanie przy zachowaniu dostępu do dołączonych akcesoriów.

INTEGRATED CLIP SYSTEM

Opatentowany system klip umieszczony z tyłu siodła do łatwego przymocowania oświetlenia lub torebki podsiodłowej.

ROYALGEL™



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Najlepsza redukcja punktów uciskowych. Używany na podstawie licencji przez Selle Royal, Royalgel™ jest wyłącznym żelem opatentowanym przez firmę Bayer Material Science w Niemczech. Royalgel™ to poliuretanowy matrix, który wstrzykuje się bezpośrednio pod pokryciem siodełka podczas procesu produkcyjnego. To jedyny żel, który nie starzeje się, nie twardnieje i nie przemieszcza się. Wyraźnie odróżnia się od innych rodzajów żelu z prostego powodu: inne rodzaje żelu są formowane w strukturę plastra miodu, stosując twarde, ale elastyczne zwarte materiały, które nie deformują się, ale po prostu załamują się pod ciężarem. W związku z tym, że nie mają takiej jakości adaptacji jak Royalgel™.

Badania naukowe dowiodły, że Royalgel™ zmniejsza nacisk na kość łonową i kości kulszowe do 40% w porównaniu do innych żelowych i nieżelowych siodeł, aby zapewnić maksymalny poziom komfortu poprzez lepsze rozłożenie ciężaru na całej jego powierzchni.

WATER RESISTANT

Royal Vacuum Light to technologia Selle Royal, która powoduje że siodełko jest w 100% szczelne (wodoodporne) i 20% lżejsze od zwykłych siodełek tej samej kategorii.